

  
**Alma Duo**<sup>™</sup>  
Always a Pleasure

חברת Alma היא החברה היצרנית הגדולה והמובילה בעולם לטכנולוגיות רפואיות ואסתטיות מתקדמות, המשווקת במעל 90 מדינות בעולם.

Alma ישראל היא נציגתן הבלעדית של מספר חברות בינלאומיות, המובילות בתחום הטכנולוגיות הרפואיות והאסתטיות המתקדמות, בתחום הצערת עור הפנים (לייזר וחומרי מילוי), הצרת היקפים, טיפול בצלקות, שאיבה והזרקת שומן, אסתטיקה גינלית, הסרת שיער והתוויות רבות נוספות. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma, עומדות בתקנים המחמירים ביותר, ומאפשרות על ידי משרד הבריאות. כמו כן פועלת החברה תחת תו תקן ISO 9001. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma ישראל נחשבות כ-Gold Standard בשווקים ברחבי העולם. המערכות של החברה פותחו בהתבסס על גישה ממוקדת לקוח, הן למטפלים והן למטופלים, וכך מציבה כל פעם מחדש סטנדרט איכות לטיפולים בתחום, ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בכוחו של הידע והמדע ומביאים זאת לידי ביטוי בהקניית הידע והניסיון המקצועי בהכשרה, בהדרכה ובליווי המטפלים בעבודה עם המערכות השונות.

חברת Alma ישראל עומדת בחוד החנית הטכנולוגית עם פטנטים ייחודיים, טכנולוגיות מתקדמות והתפתחות מתמדת, ובכך מגדירה מחדש את הענף. אנו רואים את הצלחת הלקוחות שלנו כמטרת העל שלנו כחברה, ופועלים לכך הלכה למעשה.

**Alma**<sup>™</sup>

[www.alma-israel.co.il](http://www.alma-israel.co.il)

הערבה 1, קריית שדה התעופה | \*8344



  
**Alma Duo**<sup>™</sup>  
Always a Pleasure

למטופלים  
שלך מגיע  
להנות  
מחוייית מין  
טובה יותר





# Alma Duo™

Always a Pleasure

יעילות טיפול של מעל 70%, מוכחת במחקרים קליניים. שביעות רצון גבוהה של המטופלים ושיפור מוכח במדדי הערכת הזקפה. תוצאות קליניות ארוכות טווח המדגימות את עמידות תוצאות הטיפול עד כשנתיים לאחר מכן.

3 שבועות / 6 טיפולים\* / 15 דקות טיפול

ללא זריקות | ללא תרופות | ללא ניתוח | ללא כאבים | ללא הרדמה | ללא זמן החלמה

מאושר FDA אמריקאי, CE אירופאי ומשרד הבריאות הישראלי

\*מספר הטיפולים המומלץ משתנה בהתאם לאינדיקציה לטיפול ולמצב המטופל על פי שיקול דעתו הרפואית של המטפל.




## כיצד פועלת טכנולוגיה גלי ההלם של Alma Duo

הגורם הפיזיולוגי המשמעותי ביותר בקיום יחסי מין מוצלחים, הוא כמות הדם הזורמת אל איבר המין, ככל שתעלה כמות הדם, חוויית המין תהיה עוצמתית, חזקה ומספקת יותר. טיפול בגלי הלם חוץ גופיים, ממוקדים, בעצימות נמוכה (LI-ESWT\*), מעודד את זרימת הדם לאיבר המין, משחזר את התפקוד הטבעי ומסייע בהשפעות ההזדקנות על כלי הדם. טכנולוגיית גלי ההלם בעוצמה נמוכה, בעלת אנרגיה ממוקדת, גורמת ללחץ "מכני" (מתח גזירה) ולמיקרו-טראומה תאית. פעולה זאת גורמת לגירוי ולשחרור פקטורים אנגיוגנטיים, המניעים תהליך חידוש יצירת כלי דם (Neovascularization and Angiogenesis) באזור הטיפול, ומשפרים את זרימת הדם לאיבר המין.

הטיפול אינו פולשני ומתבצע על ידי ידית עם ראש סילקוני, רך למגע.



טכנולוגיית גלי ההלם הייחודית של Alma Duo מאפשרת חדירות גבוהה לרקמה עד 135 מ"מ.



\*LI-ESWT- low-intensity extracorporeal shock wave therapy

מיליוני גברים ונשים מסביב לעולם חווים אי יכולת לקיים יחסי מין או להנות ממין. האם המטופלים שלך הם מאותם אנשים המתמודדים עם הפרעות זקפה, חוויית אורגזמה לא מספקת, אי הגעה לאורגזמה בכלל, או כאבים בזמן קיום יחסי מין?

תהליכי השינוי הגופניים הטבעיים, המתרחשים אצל נשים וגברים אינם תמיד עולים בקנה אחד עם תוכניות החיים. חברת Alma, הינה החברה המובילה בעולם בטכנולוגיות רפואיות ואסתטיות חדשניות, המאפשרת למיליוני מטופלים, ביותר מ-90 מדינות ברחבי העולם, לחוות שינויים אמיתיים ומשמעותיים.

חברת Alma גאה להציג את Alma Duo, המאפשרת לך, להעניק את הטיפול היעיל, המהיר והבטוח, במגוון אינדיקציות רפואיות לכל המטופלים.

Alma Duo בטכנולוגיית \*LI-ESWT, הינה פתרון מתקדם ויעיל המסייע בשיפור התפקוד המיני, הפועלת על ידי גלי הלם ממוקדים בעצימות נמוכה, לחידוש כלי הדם בטיפול חוץ גופי, לשיפור תפקוד כלי הדם ולעידוד זרימת הדם לאיבר המין. הטיפול משפר את הביצועים ומעצים את חוויית התפקוד המיני, מגביר את הזרימה בכלי הדם ומעודד יצירת כלי דם חדשים. Alma Duo הינה פתרון יוצא דופן, מוכחת קלינית, בטוחה לשימוש ובעלת תוצאות קליניות ארוכות טווח המדגימות את עמידות תוצאות הטיפול עד כשנתיים לאחר מכן.

הטכנולוגיה הייחודית של Alma Duo מטפלת בגורם הבעיה ולא רק בסימפטום.

משפרת את התפקוד המיני לגברים ולנשים, ומחזירה את הספונטניות לחיי המין של המטופלים.

טכנולוגיית גלי ההלם של Alma Duo מוכרת ע"י האיגוד האורולוגי האירופאי כטיפול Gold Standard, לגירוי הזרמת הדם לאזור אברי המין, להחזרת התפקוד הטבעי של כלי הדם ולהשפעה על פעילות כלי הדם שעברו תהליכי הזדקנות.

"מאז שהתחלתי לטפל בנשים עם Alma Duo כדי לעזור להן לשפר את ההנאה שלהן ממין, ראיתי תוצאות מדהימות. מעולם לא הייתה דרך בטוחה ויעילה כל כך להגביר את ההנאה המינית של אישה - הלוואי שיותר נשים תדענה על כך, כי בעולם של היום, את יכולה לקבל הכול - גם בחדר השינה!"



ד"ר קרולין דלוצ'יה, גניקולוגית, ארה"ב

"Alma Duo היא פתרון מצוין, המאפשרת הקלה משמעותית בבעיות זקפה. כעת אני יכול להציע למטופלים שלי פתרון אמיתי, מוכח קלינית, שאינו כואב, בטוח ובעל תוצאות ארוכות טווח. אין שום סיבה שאנשים ירגישו לא בנוח לקבל טיפול לשיפור הביצועים המיניים שלהם. אנחנו כאנשי מקצוע רפואיים, צריכים לדבר על טיפולים כאלה שהם פשוטים, בטוחים ויעילים."



ד"ר אריק שכטר, מומחה ברפואת המשפחה והפרעות בתפקוד המיני.

